

## ANALISI BOD- BMS 6



BMS 6 è la **soluzione tradizionale manometrica** per la determinazione del BOD fino a 1000 mg/l (ppm); valori più elevati si determinano previa diluizione.

L'apparecchiatura può alloggiare contemporaneamente 6 bottiglie, ciascuna posizione è corredata da bottiglia, manometro e 4 scale per gli intervalli fino a 90, 250, 600, 1000 mg/l di BOD.

La quantità di campione da esaminare varia da 100 a 400 ml, la capacità totale della bottiglia di 500 ml.

I campioni vengono mantenuti in agitazione per mezzo di un agitatore magnetico a 6 posti.

BMS 6	
Codice: F10220131	Alimentazione: 230 V / 50 Hz
Codice: F10230131	Alimentazione: 230 V / 60 Hz

DATI TECNICI	
Scale:	90, 250, 600, 999 ppm BOD. Valori superiori previa diluizione
Potenza:	2 W
Peso:	7 Kg
Dimensioni (LxHxP):	360x350x210 mm

### Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA

P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340

e-mail: [info@hosmotic.com](mailto:info@hosmotic.com)

## ACCESSORI INCLUSI

- 


• **(10001107):** 6 bottiglie da 500 ml
- 

• **(10000904):** 6 contenitori KOH
- 

• **(40000043):** 6 mercurio (confezione tarata da 2 ml)
- 

• **(A00001056):** 6 ancorette magnetiche 6x35 mm

## ACCESSORI OPZIONALI

- 

• **(A00000136):** Pastiglie per Test di Controllo, 10 pz./conf.

**Hosmotic S.r.l.**

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA  
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340  
e-mail: [info@hosmotic.com](mailto:info@hosmotic.com)