

## VELP Scientifica - Soluzioni per Analisi BOD



**BOD Sensor Set**



**BOD Sensor System 6**



**BOD Sensor System 10**



**BOD EVO Sensor System 6 \***

Letture Dati Tempo Reale (ppm BOD)		A Display	A Display	A Display	A Display
Letture Dati a PC (ppm BOD)		-	-	-	con Wireless DataBox™ e BODSoft™
Memorizzazione Dati	test di 5 giorni (BOD <sub>5</sub> )	Ogni 24 ore	Ogni 24 ore	Ogni 24 ore	Ogni 30 min/1/2/4/6/8/12/24 ore
	test più duraturi	Ultimi 5 valori	Ultimi 5 valori	Ultimi 5 valori	Ogni 2/4/6/8/12/24 ore
Scale (ppm BOD)		90, 250, 600, 999 ppm			
Completo di	Sensor	1	6	10	6 EVO
	Bottiglie	1	6	10	6
	Sotto-tappi	1	6	10	6
	Ancoretta Magnetica	1	6	10	6
	Base di Agitazione	-	6 posizioni	10 posizioni	6 posizioni
Dimensioni (LxHxP)	mm	75x230x75	270x300x185	432x300x165	270x300x185
	(in)	(3.0x9.3x3.0)	(10.6x11.8x7.3)	(17.0x11.8x6.0)	(10.6x11.8x7.3)
Peso	Kg	0.4	3.4	6.5	3.4
	(lb)	(0.9)	(7.5)	(14.5)	(7.5)
Alimentazione		-	115 o 230 V	115 o 230 V	115 o 230 V
Potenza		2 batterie al litio	2 W	2 W	2 W

\* Wireless DataBox™ e BODSoft™ sono inclusi nei codici che terminano con 46.



[www.velp.com](http://www.velp.com)