

AGITATORE MAGNETICO

MST



L'agitatore magnetico MST con struttura in tecnopolimero, è un piccolo agitatore, **semplice ed efficace**. Grazie alla superficie bianca è particolarmente adatto per microtitolazioni ed estremamente utile laddove serve uno strumento affidabile e di dimensioni ridotte. Anche dopo diversi giorni di impiego continuo l'agitatore **si mantiene freddo**. Questa caratteristica lo rende particolarmente apprezzabile in chimica, microbiologia e biochimica.

DATI TECNICI	
Codice:	F203A0160
Alimentazione:	100-240 V / 50-60 Hz
Struttura:	tecnopolimero
Potenza:	0.6 W
Peso:	0.4 Kg
Dimensioni (LxHxP):	130x50x150 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione elettronica dei giri:	fino a 1100 rpm
Capacità di agitazione (H ₂ O):	fino a 5 litri
Controllo della velocità	Ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA

P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340

e-mail: info@hosmotic.com

BENEFICI

Affidabile e Sempre Freddo:




Grazie alla sua superficie bianca, MST facilita parecchio il **rilevamento del cambiamento di colore**, estendendone l'uso a svariate applicazioni, tra cui in campo microbiologico e biochimico, microtitolazioni ed agitazioni più o meno durature.

Particolarmente apprezzato anche per la capacità di non riscaldare, MST è in grado di **rimanere freddo** anche dopo un periodo di utilizzo di diversi giorni, risultando ideale per l'**analisi BOD** e test che richiedono il mantenimento di una temperatura stabile.

MST è anche estremamente leggero e versatile:
nessun laboratorio può farne a meno!



ACCESSORI OPZIONALI

-  • **(A00001056):** Ancoretta magnetica 6x35 mm
-  • **(A00001057):** Ancoretta magnetica 6x20 mm
-  • **(10003084):** Spina UK
-  • **(10003085):** Spina Australiana

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com