

## **ESTRATTORE AUTOMATICO A SOLVENTI SER 158/6 senza ControlPad**



Un estrattore completamente automatico che garantisce elevate prestazioni, velocità, accuratezza e precisione nella determinazione di materia estraibile in accordo con le tecniche Randall e Twisselman mediante l'impiego delle migliori tecnologie disponibili ed in completa sicurezza.

### **DATI TECNICI:**

- Codice: F303A0380
- Alimentazione: 115/230 – 50/60 V-Hz
- Posizioni: 6 posizioni
- Capacità massima: 42 campioni/giorno/unità
- Scalabilità: 24 posizioni (fino a 4 unità)
- Solventi: utilizzabile con la maggior parte dei solventi
- Recupero solvente: > 90%
- Automazione: Immersione, Rimozione, Lavaggio, Recupero, Raffreddamento
- Illuminazione: luci a LED per le 6 posizioni attive
- Elemento riscaldante: vetro ceramica –6 posizioni con accensione on/off indipendente
- Quantità di campione: da 0.5 a 15 g con ditali 33x80 mm (generalmente 2-3 g)
- Guarnizioni: Viton, Butyl e Vafilon
- Condensatori: Titanio (VELP Patent Pending)
- Connessioni: 3 x USB (bilancia, mouse, chiavetta USB ) Ethernet (PC)
- Calcolo risultati: Automatico, Archivio risultati a bordo
- Consumo acqua di rete: da 1.0 l/min
- Dimensioni (B x A x P): 546x546x450 mm - 21,5x21,5x17,7 inch
- Potenza elettrica: 630/850 W

### **Hosmotic S.r.l.**

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA  
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340  
e-mail: [info@hosmotic.com](mailto:info@hosmotic.com)

## ACCESSORI INCLUSI

-  • **(A00000298):** Guarnizione butile grigio conf.3pz
-  • **(A00000297):** Guarnizione viton verde conf. 3pz
-  • **(A00000290):** Bicchiere estrazione Ø 56x120mm conf.3pz
-  • **(A00000312):** Ferma ditale Ø 33mm
-  • **(A00000305):** Ebollitori, 80g
-  • **(A00000295):** Ditali in cellulosa 33x80mm, 25 pz
-  • **(10000280):** Tubo di carico acqua
-  • **(10002866):** Tubo in teflon Ø 4x6mm
-  • **(10006054):** Raccordo 1/8 NPT - tubi 6x4

**Hosmotic S.r.l.**

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA  
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340  
e-mail: info@hosmotic.com

## ACCESSORI OPZIONALI

- 

• **(A00000288):** Guarn. vaflon bianco conf. 3pz
- 

• **(A00000303):** Bicchiere estrazione Ø 48x120mm conf.3pz
- 

• **(A00000302):** Bicchiere estrazione Ø 65x120mm conf.3pz
- 

• **(A00000291):** Ferma ditale Ø 25mm
- 

• **(A00000292):** Ferma ditale Ø 40mm
- 

• **(A00000294):** Ditali in cellulosa 25x80mm, 25 pz
- 

• **(A00000296):** Ditali in cellulosa 40x80mm, 25 pz
- 

• **(A00000314):** Ditali in fibra vetro 25x80mm, 25 pz
- 

• **(A00000313):** Ditali in fibra vetro 33x80mm, 25 pz
- 

• **(A00000310):** Contenitore per pesata
- 

• **(A00000311):** Supporto 6 posti per ditali

**Hosmotic S.r.l.**

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA

P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340

e-mail: [info@hosmotic.com](mailto:info@hosmotic.com)

-  • **(A00000293):** Ferma crogiolo HU6 per SER158
-  • **(A00000301):** Bottiglia completa raccolta solvente
-  • **(A00000299):** Raccordo ingresso 1/4NPT-tubi
-  • **(A00000300):** Raccordo ingresso 1/4 NPT-tubi Ø4,8÷5mm
-  • **(A00000304):** Pinza multipla estrazione SER 158/6
-  • **(A00000287):** Cavo di connessione Slave
-  • **(A00000195):** Adattatore USB - RS232
-  • **(A00000315):** Cavo di prolunga 2m per Control Pad
-  • **(A00000306):** IQ/OQ SER158

**Hosmotic S.r.l.**

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA  
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340  
e-mail: info@hosmotic.com